

# Angelcare®

FOR YOUR PEACE OF MIND


**OWNER'S MANUAL**

MOVEMENT MONITOR

**Model AC300**



**TABLE OF CONTENTS**  
.....

 **WARNINGS** ..... 3

AC300 SETUP REQUIREMENTS..... 6

STEP 1 - Installing the Sensor Pad ..... 7

STEP 2 - Setting up the Nursery Unit..... 10

STEP 3 - Testing and getting to know your monitor.....11

Troubleshooting ..... 13

Technical specifications.....14

Limited warranty ..... 15

**FRANÇAIS** ..... 17

**OWNER'S MANUAL**

KEEP YOUR OWNER'S MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PLEASE READ THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING & USING THE PRODUCT.

FAILURE TO FOLLOW THE WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH OR DAMAGES TO THE PRODUCT.

THE SENSOR PAD FEATURE IS NOT DESIGNED FOR USE WITH ADULTS, CHILDREN OR INFANTS OLDER THAN 24 MONTHS

THE SENSOR PAD IS NOT INTENDED TO BE USED TO DETERMINE IF A CHILD IS OUT OF THE CRIB.

 **WARNING**


Adult assembly required.  
Keep small parts away from children when assembling.

We, at Angelcare®, stand behind all of our products.  
If you are not completely satisfied or have any questions,  
**United States and Canada:** please contact us at: [angelcare@cdecinc.ca](mailto:angelcare@cdecinc.ca)  
**Other countries:** please contact your local distributor.

# ⚠ WARNINGS

**1. THIS PRODUCT CANNOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION.** This product is designed to aid in the monitoring of your child. When using the monitor, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child. Monitoring of premature babies, or those considered to be at risk, should always be carried out under the supervision of a health professional. This monitor **SHOULD NOT** be used as a medical device, nor as a device to prevent Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)

**2. STRANGULATION Hazard** — Children have **STRANGLED** in cords. **NEVER** use Sensor Pad(s) without the protective cord covering. Check protective cord covering before each use. Immediately discontinue use of Sensor Pad(s) if protective covering is damaged or broken.



**3. ALWAYS** be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds.

**4. DO NOT** use monitor near water (such as bath tub, sink, etc.).



**5. Keep monitor AWAY** from heat sources (such as stoves, radiators, etc.).

**6. ALWAYS** place the Nursery Unit on a flat surface in an upright position and allow for proper ventilation. **DO NOT** place on sofas, cushions, beds, etc. which may block ventilation.

**7. This product is NOT** a toy. **DO NOT** allow children to play with it.

**8. This product contains small parts.** Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling the product and keep small parts away from children.

**9. When using the monitor,** the room temperature should be between 10 °C and 40 °C.

## ⚠ BATTERY WARNING

**10. DO NOT** mix old and new batteries. **DO NOT** mix alkaline, standard or rechargeable batteries. Insert batteries with correct polarity. **DO NOT** short-circuit supply terminals. **ONLY** use the recommended batteries or equivalent (volts and size). Remove batteries when product is stored for long periods of time or when batteries are exhausted. Dispose exhausted batteries properly.

## 11. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**11.1** Read these instructions - All the safety instructions should be read before the product is operated.

**11.2** Keep these instructions. The safety and operating instructions should be retained for future reference.

**11.3** Heed all warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.

**11.4** Follow all instructions - All operating and use instructions should be followed.

**11.5** Water and moisture - DO NOT use this apparatus near water. For example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet environment or near a swimming pool and the like. Care should be taken so that objects DO NOT fall onto units and that liquids are not spilled into either unit or Sensor Pad through its openings.

**11.6** Cleaning - Disconnect all units before cleaning. DO NOT immerse in water any part of the Nursery Unit, Clean only with dry cloth.

**11.7** Ventilation - DO NOT block any ventilation openings. Allow for proper ventilation when unit is in use. DO NOT cover the Nursery Unit with any object such as a blanket. DO NOT place it in a drawer or in any location which would muffle the sound or interfere with the normal flow of air.

**11.8** Heat sources - DO NOT install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, TVs or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Heat can damage the case or electrical parts.

**11.9** Power cord protection - Protect the Sensor Pad cord from being walked on or pinched by furniture or other items - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items upon or against them, paying particular attention to cords and plugs, convenience receptacle, and the point where they exit from the product.

**11.10** Accessories - Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. DO NOT place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product. Use ONLY with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions.

**11.11** Servicing - DO NOT attempt to service this product yourself as opening or removing covers (except battery doors) may expose you to dangerous voltage or other hazards.

**11.12** Replacement parts-When replacement parts are required, be sure the replacement parts specified by the manufacturer have the same characteristic as the original part. Unauthorized substitution may result in fire, electric shock or other hazards.

**11.13** Usage - This baby monitor is intended as an aid. It is NOT a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such. Use this appliance ONLY for its intended use as described in this manual.

**11.14** Object and Liquid Entry - NEVER push objects of any kind into this product through casing slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock. NEVER spill liquid of any kind on the product.

**11.15** STRANGULATION Hazard - Children have STRANGLED in cords. NEVER use Sensor Pad(s) without the protective cord covering. Check protective cord covering before each use. Immediately discontinue use of Sensor Pad(s) if protective covering is damaged or broken.



**11.16** Vibration Source - When the monitor is in use, DO NOT use a crib mobile or other crib accessories that may produce vibrations. Other sources of vibrations may include fans, washing machines, loud music, etc. These sources of vibration may interfere with the performance of your Angelcare® monitor and the alarm will not sound if it continues to detect any movement other than your baby's. Be sure all vibration sources are eliminated before using the monitor.

You may experience false alarms for several reasons. The most common reason is the Nursery Unit has not been turned OFF after you have removed your baby from the crib. Another reason is the Sensor Pad has not been placed under the mattress properly.

Be sure the Sensor Pad is on a flat, firm surface with the printed side facing up. The sensitivity level may also need to be adjusted. Refer to Step 3.1. Always be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds.

**11.17** Sensor Pad - If the crib has a spring or slat base, place a hard board between the crib base and the Sensor Pad measuring at least 33 x 33 cm and 6 mm thick. Only use your Angelcare® monitor in a stationary sleeping environment such as a crib where the Sensor Pad can rest on a completely flat, firm surface.

The sensor pad is made of plastic and does not permit the air to circulate. Therefore, mildew build up could develop underneath the mattress in the sensor pad area. We suggest rotating the mattress regularly to prevent any mildew.

## 12. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS RELATED TO USE OF BATTERIES

**12.1** Use ONLY the type and size of batteries specified in the owner's manual. There is a risk of explosion if batteries are replaced with an incorrect type.

**12.2** DO NOT use rechargeable batteries in the Nursery Unit. Use alkaline batteries ONLY.

**12.3** DO NOT dispose batteries in fire. They may explode. Check with local regulations for possible special disposal instructions.

**12.4** Exercise care in handling batteries in order not to short out the batteries with conducting materials such as rings, bracelets and keys. Overcharging, short circuiting, reverse charging, mutilation, or incineration of batteries must be avoided to prevent one or more of the following occurrences: release of toxic materials, release of hydrogen and/or oxygen gas and rise in surface temperature.

**12.5** DO NOT attempt to rejuvenate the batteries provided with or identified for use with this product by heating them. Sudden release of battery electrolyte may occur, causing burns or irritation to eyes or skin.

**12.6** If and when necessary, the batteries must be replaced with identical new ones or equivalent (volts and size). If a battery to be replaced is connected with other batteries in series, replace the other batteries at the same time as well. DO NOT mix old and new batteries.

**12.7** Reverse polarity installation of the batteries in the end product must be avoided. Reverse insertion of batteries can cause charging, and that may result in leakage or explosion.

**12.8** Remove batteries from this product if you store the product over 30 days because the batteries could leak and damage the product.

**12.9** Discard 'dead' batteries as soon as possible since 'dead' batteries are more likely to leak in a product. If a battery has leaked or vented, it should be replaced immediately using protective gloves.


**12.10** DO NOT store this product, or the batteries provided with or identified for use with this product, in high-temperature areas.

# SETUP REQUIREMENTS


MOVEMENT MONITOR

Model AC300

## INCLUDED:



Nursery Unit



1 Sensor Pad (AC300) or  
2 Sensor Pads (AC300-2SP)  
with pre-installed cord covers

## YOU MUST PREPARE:


One hardboard (not included)  
Thickness: **6 mm**  
Minimum dimensions:  
**33 cm x 33 cm**  
Maximum dimensions:  
equal to the mattress size




### IMPORTANT

The hardboard must be larger than the Sensor Pad surface area or in the case of the AC300-2SP of two Sensor Pads.

## WHAT YOU WILL NEED (NOT INCLUDED):



2 AA Alkaline  
Batteries




Miniature Philips  
Screwdriver

## BABY'S ROOM:

### IMPORTANT


Place the crib near a supporting wall and far from air currents. Install the Nursery Unit on a flat, stable surface facing the crib at a distance of at least **1 meter**.



### IMPORTANT

Keep  
at least  
**1 m**

## STEP 1 - INSTALLING THE SENSOR PAD



Sensor Pad with pre-installed cord covers

**Cord covers 1, 2, 3, 4:**  
Position on floor

**Cord cover 4:**  
Contains double sided tape to securely install beneath crib leg

**Cord cover 5:**  
Position vertically between mattress support and floor


**Cord cover 6:**  
Place under the mattress

## ⚠ WARNING

### STRANGULATION HAZARD.


Children have STRANGLED in cords.

- Because of the serious strangulation risk to infants and toddlers, parents and caregivers should never place the Nursery Unit within 1 meter of a crib.
- **NEVER** use Sensor Pad without the cord covers. Check cord covers before each use to ensure it is securely placed under the leg of the crib. Discontinue use of Sensor Pad if any cord covers are damaged or broken.




### 1.1 - SELECT A LOCATION FOR THE NURSERY UNIT


Select a location for the Nursery Unit that is at least **1 meter away from the crib**.



## 1.2 SELECT THE CRIB LEG YOU WILL BE USING TO SECURE THE CORD COVERS




OR




Use the crib leg by the wall closest to the Nursery unit (**fig 1**). In cases where the Nursery Unit is across the room, use the leg closest to the Nursery Unit to position the covered cord to position the covered wire (**fig 2**). It is always preferable that the covered cord run along a wall.

## 1.3 - INSTALL THE SENSOR PAD ON THE MATTRESS SUPPORT







- 1) Remove the mattress from the crib.
- 2) Place the Sensor Pad - printed side up - on top of the **hardboard** at the center of the crib.
- 3) Run the connection pin, warning label and the first 5 cord covers down along the backside's of the crib leg, **between the mattress support and the inside edge of the crib**.



- 4) Bring the first 4 cord covers down the floor, and keep the 5<sup>th</sup> cord cover vertically, along the backside of the crib leg, **(between the mattress and the inside edge of the crib)**.
- 5) Remove any cord slack to make sure no parts of the cord are loose.






- 6) Place the 6<sup>th</sup> cord cover approximately 8 cm from the edge of the mattress support.
- 7) Snap together the remaining cord covers that will run along the floor.
- 8) Remove any cord slack to make sure no parts of the cord are loose.
- 9) Peel off the double-sided tape on the 4<sup>th</sup> cord cover and place it securely under the crib leg.
- 10) Install the Nursery Unit on a flat, stable surface facing the crib at a distance of at least 1 m and plug the Sensor Pad cord into the Nursery Unit.
- 11) Check to make sure the Sensor Pad has not moved from position.
- 12) Place the mattress back inside the crib.

• The Sensor Pad functions with any size and type of mattress except memory-foam mattresses and hollow frame mattresses.

• The hardboard maintains a constant pressure on the Sensor Pad, enabling it to detect the baby's movements even when the baby is at the edges of the crib.




## **⚠ WARNING**

### **STRANGULATION HAZARD**

- Remove all slack from Sensor Pad Cord.
- When lowering the mattress support as your child grows, slide the vertical Cord Cover (5) upward so it remains approximately in the center between the mattress support and the floor. Slide the Sensor Pad Cord through the Floor Cover to eliminate any additional slack.


- The Sensor Pad is not designed for use with adults, children or infants older than 24 months.
- Discontinue use of the Sensor Pad when child is older than 24 months. Remove Sensor Pad from crib and store for future use.
- **BEFORE FIRST TIME USE:** To test that the unit is ready for use, refer to instruction manual on how to test that the installation has been done correctly.


## STEP 2 - SETTING UP THE NURSERY UNIT



- 1) Remove the battery door and insert 2 AA Alkaline Batteries (not included).
- 2) Place the Nursery Unit at a **minimum of 1 m** away from the crib.

### NURSERY UNIT:



- A) Movement 'TIC' ON/OFF button
- B) POWER ON/OFF switch 
- C) Movement 'TIC' Indicator (flashing)
- D) Alarm Indicator
- E) Low battery indicator
- F) Movement sensitivity adjustment dial
- G) Sensor Pad socket
- H) Battery Door (not shown)

Front Side


Back Side

## STEP 3 - TESTING AND GETTING TO KNOW YOUR MONITOR

Test monitor when moving Sensor Pad to a new location to ensure sensitivity is adjusted correctly to the new padding or mattress.

### 3.1 - SENSOR PAD

#### TO TEST SENSOR PAD:



- 1) Turn ON Power/'TIC' switch
- 2) Move your hand lightly on the mattress.
- 3) Remove your hand from the mattress. After 15 seconds you will hear a 'TIC' pre-alarm sound.
- 4) 5 seconds later the alarm will sound and the red light (Alarm Indicator) will flash continuously.


#### MOVEMENT ALARM

- If NO movement is detected after 15 seconds you will hear a single 'TIC' pre-alarm sound from the Nursery Unit.
- If after a further 5 seconds there is still NO movement detected, Nursery Unit speakers will emit a loud warning sound.

#### IF THE ALARM DOES NOT SOUND


- Avoid contact with crib while Sensor Pad is in operation.
- Place crib near a supporting wall.
- Adjust Sensor Pad sensitivity level.

#### TO STOP THE ALARM



Place your hand back on the mattress.

OR



Shut the Nursery Unit OFF

**TO ADJUST SENSOR PAD SENSITIVITY LEVEL:**

Turn the Nursery Unit sensitivity dial from less sensitive (0) to very sensitive (5).



For optimal results begin with the sensitivity level dial on the 3<sup>rd</sup> bar, adjusting the sensitivity by half a bar increases or decreases as required.

**IMPORTANT**

- The Sensor Pad is not designed for use with adults, children or infants older than 24 months.
- Once you are finished using the Sensor Pad, please remove it from the baby's crib and store it away.


**NOTE:**

If you are experiencing false alarms, adjust the sensitivity level.

**3.2 - BATTERIES**

The Angelcare® Movement Monitor is battery operated.

- Batteries will last approximately 3 to 4 months.




**BATTERY ALARM**

- When Nursery Unit produces a rapid clicking sound, change batteries promptly.

**YOU ARE NOW READY TO USE YOUR MONITOR**

**3.3 - ACTIVATING THE TIC FUNCTION**



- 1) **Slide switch ON** to activate the 'TIC' function. A green light will flash as well to indicate movement.
- 2) **Slide switch OFF** to remove 'TIC' sound. The green light will continue to flash to indicate movement function is still working.

**NOTE:**

If the green light does not appear but a red light is flashing; or if there are false alarms, adjust the sensitivity level (**Step 3**).

**FALSE ALARMS**  
.....

- Turn **OFF** the Nursery Unit.
- Verify the connection between the Sensor Pad and the Nursery Unit. Unplug and reconnect the cord.
- Make sure there is no bedding between the mattress and the Sensor Pad.
- If the crib has a spring or slat base, place a hardboard between the crib base and the Sensor Pad measuring at least 33 x 33 cm and 6 mm thick.
- Make sure Sensor Pad is positioned as described under the setup requirements. Sensitivity may need to be adjusted, refer to **Step 3.1**.

**ALARM WILL NOT SOUND**  
.....

- Avoid contact with the crib when the monitor is **ON**.
- Place crib near a solid supporting wall to avoid Sensor Pad from detecting movement from outside the crib.
- Turn **OFF** crib mobile, fans, loud music or anything else that may cause vibration.
- You may need to decrease the sensitivity, refer to **Step 3.1**.

**ALARM INDICATOR LIGHT IS FLASHING RED  
(MONITOR IS BARELY DETECTING MOVEMENT)**  
.....

- Make sure there is no bedding between the mattress and the Sensor Pad.
- The Sensor Pad must rest on a completely flat and firm surface. If the crib has a spring or slat base, place a hard board between the crib base and the Sensor Pad measuring at least 33 x 33 cm and 6 mm thick.
- Make sure Sensor Pad is positioned as described under the setup requirements. Sensitivity may need to be adjusted, refer to **Step 3.1**.

**NO POWER**  
.....

- Check or replace batteries.
- Make sure Monitor is **ON**.

..... If you experience a problem that is not noted in this manual, please do not return the product to the store. If you are not completely satisfied or have any questions:

**United States and Canada:** please contact us at: [angelcare@cdecinc.ca](mailto:angelcare@cdecinc.ca)

**Other countries:** please contact your local distributor.

..... We may have a simple solution to your problem.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Power Supply:

2 AA alkaline batteries (not included)

**Caution:** To reduce the risk of electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

### Batteries:

- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline and standard (carbon-zinc) batteries.

Hereby, Angelcare Monitors Inc declares this baby monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/ EC.

The EU declaration of conformity can be obtained at: [www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com).



### PROTECT THE ENVIRONMENT

This electronic equipment contains reusable material and must not be disposed with domestic waste. Please take it to a collecting point for electric and electronic equipment (ask your local authorities for details).

## LIMITED WARRANTY

Angelcare® warrants to the original owner of this product that Angelcare®, Movement monitor (model AC300) is free from any material and workmanship defects, for a period of two (2) years from the date of the original purchase. If this monitoring system fails to function properly when used as directed under normal conditions within the two years period, Angelcare® will either repair or replace the product, at our discretion, free of charge. Please contact your distributor.

The product must be accompanied by a proof of purchase, either a bill of sale or other proof that the monitoring system is within the warranty period. Angelcare® will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you.

**This warranty does not apply to a product which has been damaged as a result of improper maintenance, an accident, improper voltage supply or any other form of misuse. The warranty is also void if the owner repairs or modifies the product in any way. Angelcare® is not liable for any incidental or consequential damages with regard to this product. The warranty also excludes any liability other than what is stated above. No other warranty is given.**

This warranty does not cover products and accessories which are not Angelcare-branded, or any problems that result from usage that is not in accordance with product instructions, failure to follow the product instructions, or problems caused by using accessories, parts or components not supplied by Angelcare.

LEGAL RIGHTS VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

WE ARE NOT IN ANY WAY RESPONSIBLE FOR ANY OUTCOME RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

### IMPORTANT!

This Angelcare® monitor is a personal care product. Please do not return this product to the store. If you have questions or need help, please call your distributor before returning this product.





# Angelcare®

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

**MANUEL DE L'UTILISATEUR**


MONITEUR DE MOUVEMENTS

**Modèle AC300**



## TABLE DES MATIÈRES

.....

 AVERTISSEMENTS .....	19
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AC300.....	22
ÉTAPE 1 - Installation du détecteur de mouvements.....	23
ÉTAPE 2 - Installation de l'unité du nourrisson.....	26
ÉTAPE 3 - Test et familiarisation avec le moniteur .....	27
Résolution de problèmes.....	29
Fiche technique.....	30
Garantie limitée .....	31
<b>ANGLAIS</b> .....	2

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

VEUILLEZ CONSERVER VOTRE MANUEL DE L'UTILISATEUR POUR CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CE PRODUIT.

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT, OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS N'EST PAS CONÇU POUR LA SURVEILLANCE D'ADULTES OU D'ENFANTS ÂGÉS DE PLUS DE 24 MOIS.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ POUR DÉTERMINER SI UN ENFANT EST SORTI DU LIT.

## AVERTISSEMENT

L'assemblage doit être fait par un adulte.

Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants lors de l'assemblage.

Chez Angelcare®, nous endossons fièrement tous nos produits.

Si vous n'êtes pas complètement satisfait, ou si vous avez des questions :


**États-Unis et Canada** : prière d'envoyer un courriel à : [angelcare@cdecinc.ca](mailto:angelcare@cdecinc.ca)

**Autres pays** : prière de communiquer avec votre distributeur local.

# ⚠ AVERTISSEMENTS

**1. CE PRODUIT NE REMPLACE PAS LA SUPERVISION RESPONSABLE D'UN ADULTE.** Ce produit est conçu pour aider à la surveillance de votre enfant. Lors de l'utilisation du moniteur, vous devez continuer d'assurer la supervision nécessaire pour la sécurité ininterrompue de votre enfant. La surveillance de bébés prématurés ou considérés à risque doit toujours se faire sous la supervision d'un professionnel de la santé. Ce moniteur NE DOIT PAS être utilisé à titre de dispositif médical, ni dans le but de prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).

**2. AVERTISSEMENT** Danger d'étranglement — Des enfants se sont **ÉTRANGLÉS** avec des fils. N'utilisez **JAMAIS** le(s) détecteur(s) de mouvements sans les baguettes de protection du fil. Vérifiez les baguettes de protection du fil avant chaque utilisation. Cessez immédiatement l'utilisation du (des) détecteur(s) de mouvements si les baguettes de protection sont brisées ou endommagées.



**3. Assurez-vous TOUJOURS** d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsqu'une alarme sonne.

**4. N'utilisez PAS** le moniteur près de l'eau (bain, évier, etc.).



**5. Gardez le moniteur LOIN** des sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.).

**6. Placez TOUJOURS** l'unité du nourrisson sur une surface plane, en position verticale, et prévoyez suffisamment d'espace pour assurer une bonne ventilation. NE les placer PAS sur des fauteuils, des coussins, des lits, etc., qui pourraient nuire à la ventilation.

**7. Ce produit n'est PAS** un jouet. NE permettez PAS aux enfants de jouer avec ce produit.

**8. Ce produit contient des petites pièces.** L'assemblage doit être fait par un adulte. Veuillez déballer et assembler ce produit avec précaution, et vous assurer de garder les petites pièces hors de la portée des enfants.

**9. Lorsque vous utilisez ce moniteur,** la température ambiante doit se situer entre 10 °C et 40 °C.

## ⚠ AVERTISSEMENT AU SUJET DES PILES

**10. N'utilisez PAS** de piles usagées et neuves en même temps dans la même unité. N'utilisez PAS de piles alcalines, ordinaires et rechargeables en même temps dans la même unité. Insérez les piles en respectant la polarité. NE court-circuitez PAS les bornes d'alimentation. Utilisez UNIQUEMENT les piles recommandées ou des piles équivalentes (en tension et en taille). Retirez les piles lorsque vous entreposez le produit pour une période prolongée ou lorsqu'elles sont à plat. Jetez de manière convenable les piles déchargées.

## 11. INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

**11.1** Veuillez lire ces instructions. Vous devez lire toutes les instructions de sécurité avant de faire fonctionner le produit.

**11.2** Conservez ces instructions. Vous devez conserver les instructions de sécurité et de fonctionnement pour consultation ultérieure.

**11.3** Tenez compte de tous les avertissements. Vous devez respecter tous les avertissements sur le produit et dans les instructions de fonctionnement.

**11.4** Suivez toutes les instructions. Vous devez suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

**11.5 Eau et humidité** - N'utilisez PAS cet appareil près de l'eau. Par exemple : près d'un bain, d'un lavabo, d'un évier, d'une lessiveuse, dans un environnement humide, près d'une piscine, etc. Portez une attention particulière pour NE PAS que des objets tombent sur les unités, ou que des liquides se renversent sur les unités ou dans les ouvertures du détecteur de mouvements.

**11.6 Nettoyage** - Débranchez toutes les unités avant de procéder à leur nettoyage. N'immergez AUCUNE quelconque partie de l'unité du nourrisson. Nettoyez les divers éléments uniquement avec un linge sec.

**11.7 Ventilation** - N'obstruez PAS les ouvertures de ventilation. Prévoyez une ventilation adéquate lorsque les unités sont en fonction. NE recouvrez PAS l'unité du nourrisson d'un objet tel qu'une couverture. NE placez PAS l'une ou l'autre unité dans un tiroir ou encore à un endroit qui pourrait étouffer les sons ou entraver la circulation d'air normale.

**11.8 Sources de chaleur** - N'installez PAS l'une ou l'autre unité près d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière, un téléviseur ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui produit de la chaleur. La chaleur peut endommager le boîtier ou les pièces électriques.

**11.9 Protection du fil d'alimentation** - Protégez le fil du détecteur de mouvements et celui de l'adaptateur. Placez les fils d'alimentation électrique de manière à éviter que l'on marche dessus ou qu'ils se trouvent coincés par ou contre quelque chose; portez une attention particulière aux fils, aux fiches et prises de courant, et aux endroits précis où ils sortent du produit.

**11.10 Accessoires** - N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant. NE placez PAS ce produit sur un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table instable. Le produit pourrait tomber, et ainsi causer de graves blessures à un enfant ou un adulte, et de graves dommages au produit. Utilisez UNIQUEMENT un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. Tout assemblage du produit doit s'effectuer selon les instructions du fabricant.

**11.11 Entretien et réparation** - NE tentez PAS de réparer ce produit vous-même. L'ouverture ou l'enlèvement des couvercles (sauf le couvercle du compartiment à piles) peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques.

**11.12 Pièces de rechange** - Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous que les pièces de rechange recommandées par le fabricant présentent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.

**11.13 Utilisation** - Ce moniteur pour bébés n'est conçu que pour être une aide. Il N'est PAS un substitut à la supervision responsable et appropriée d'un adulte et ne doit pas servir de cette façon. Utilisez cet appareil UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel.

**11.14 Introduction de liquides ou d'objets** - N'introduisez JAMAIS d'objets de quelque nature que ce soit dans les fentes du boîtier, car ils pourraient toucher des points sous tension dangereux ou court-circuiter certaines pièces, ce qui pourrait présenter des risques d'incendie ou de choc électrique. NE versez JAMAIS de liquide de quelque nature que ce soit sur le produit.

**11.15 AVERTISSEMENT** Danger d'étranglement — Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des fils. N'utilisez JAMAIS le(s) détecteur(s) de mouvements sans les baguettes de protection du fil. Vérifiez les baguettes de protection du fil avant chaque utilisation. Cessez immédiatement l'utilisation du (des) détecteur(s) de mouvements si les baguettes de protection sont brisées ou endommagées.



**11.16 Sources de vibration** – Lorsque le moniteur est en fonction, N'utilisez PAS un mobile ou d'autres accessoires qui pourraient produire des vibrations dans le lit du bébé. D'autres sources de vibration peuvent comprendre des ventilateurs, des lessiveuses, de la musique forte, etc. Ces sources de vibration peuvent perturber le fonctionnement de votre moniteur Angelcare®, et l'alarme pourrait ne pas sonner si elle détecte des mouvements autres que ceux de votre bébé. Assurez-vous d'éliminer toutes les sources de vibration avant d'utiliser le moniteur.

De fausses alarmes peuvent se faire entendre pour plusieurs raisons. La raison la plus courante est que l'unité du nourrisson n'a pas été ÉTEINTE après que vous ayez retiré votre bébé du lit. Une autre raison pourrait être que le détecteur de mouvements n'a pas été placé correctement sous le matelas.

Assurez-vous que le détecteur de mouvements repose sur une surface rigide et plane avec le côté imprimé vers le haut. Le niveau de sensibilité pourrait également nécessiter un réglage. Consultez l'Étape 3.1. Assurez-vous toujours d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsque l'alarme sonne.

**11.17 Détecteur de mouvements** – Si le lit est muni d'une base à lattes ou à ressorts, placez une planche rigide mesurant au moins 33 cm X 33 cm et d'une épaisseur de 6 mm entre la base du lit et le détecteur de mouvements. Le moniteur Angelcare® ne doit servir que dans un environnement de sommeil stationnaire, tel qu'un lit, de manière que le détecteur de mouvements puisse reposer sur une surface tout à fait plane et rigide.

Le détecteur de mouvements est fait de plastique et ne permet pas à l'air de circuler. De la moisissure pourrait se développer sous le matelas, dans la zone du détecteur de mouvements. Afin de prévenir l'apparition de moisissure, nous vous suggérons de retourner le matelas régulièrement.

## **12. INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'UTILISATION DES PILES**

**12.1** Utilisez UNIQUEMENT des piles du type et de la taille précisés dans le manuel de l'utilisateur. Il y a risque d'explosion si vous remplacez les piles par un mauvais type de pile.

**12.2** N'utilisez PAS de piles rechargeables dans l'unité du nourrisson. Utilisez UNIQUEMENT des piles alcalines.

**12.3** NE jetez PAS les piles au feu. Elles pourraient exploser. Vérifiez les règlements de votre région pour savoir s'il existe des instructions particulières quant à leur mise au rebut.

**12.4** Soyez vigilants lors du maniement des piles afin d'éviter de causer leur court-circuit avec des articles en matériels conducteurs comme des bagues, des bracelets et des clés. Il faut absolument éviter la surcharge, le court-circuitage, la charge inversée, la mutilation ou l'incinération des piles afin de prévenir une ou plusieurs des avaries suivantes : le déversement de matières toxiques, la libération d'hydrogène et/ ou d'oxygène gazeux, la hausse de la température des surfaces.

**12.5** NE tentez PAS de remettre à neuf les piles fournies ou identifiées pour utilisation avec ce produit en les chauffant. Un déversement soudain de l'électrolyte des piles pourrait se produire et ainsi causer des brûlures ou des irritations aux yeux ou sur la peau.

**12.6** Si et lorsque nécessaire, il faut remplacer les piles par des piles identiques neuves ou des piles équivalentes (en tension et en taille). Si une pile à remplacer est branchée en série avec d'autres piles, remplacez les autres piles en même temps. N'utilisez PAS de piles usagées et neuves en même temps dans la même unité.

**12.7** N'installez PAS les piles dans le produit en inversant les polarités. L'insertion inversée des piles peut causer une électrisation susceptible d'entraîner une fuite ou une explosion.

**12.8** Retirez les piles du produit si vous rangez celui-ci pour au-delà de 30 jours, car les piles pourraient couler et endommager le produit.

**12.9** Jetez les piles à plat dès que possible, car ces piles sont plus susceptibles de couler dans un appareil. Si une pile a coulé ou est percée, il faut la remplacer immédiatement à l'aide de gants de protection.


**12.10** Ne rangez PAS ce produit, ou les piles fournies ou identifiées pour utilisation avec ce produit, dans une zone de température élevée.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


MONITEUR DE MOUVEMENTS

Modèle AC300

## ARTICLES INCLUS :



Unité du nourrisson



1 détecteur de mouvements (AC300)  
ou 2 détecteurs de mouvements (AC300-2SP)  
avec baguettes de protection du fil pré-installées

## VOUS DEVEZ PRÉPARER :

Une planche en bois (non comprise)

Épaisseur : **6 mm**

Dimensions minimales :

**33 cm x 33 cm**

Dimensions maximales :

égales à celles du matelas



Planche en bois


### IMPORTANT

La superficie de la planche en bois doit être supérieure à celle du détecteur de mouvements, ou, dans le cas du modèle AC300-2SP, celle de deux détecteurs de mouvements.

## ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES (NON INCLUS) :



2 piles alcalines AA




Tournevis miniature  
à pointe cruciforme  
(Philips)


## CHAMBRE DU BÉBÉ :

### IMPORTANT

Placez le lit près d'un mur de soutènement et loin des courants d'air. Installez l'unité du nourrisson sur une surface plane et stable, en face du lit, à une distance d'au moins **1 mètre**.




Détecteur de mouvements




### IMPORTANT

Gardez une distance  
d'au moins  
**1 m**



## ÉTAPE 1 - INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS



Détecteur de mouvements avec baguettes de protection du fil pré-installées

**Baguettes de protection du fil 1, 2, 3, 4 :**  
Positionnez sur le plancher.

**Baguette de protection du fil 4 :**  
Contient du ruban adhésif à double face afin de fixer solidement sous le pied du lit.

**Baguette de protection du fil 5 :**  
Positionnez verticalement entre la base de soutien du matelas et le plancher.

**Baguette de protection du fil 6 :**  
Placez sous le matelas.

FR

## ⚠ AVERTISSEMENT

### DANGER D'ÉTRANGLEMENT.


Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des fils.

- En raison du risque sérieux d'étranglement des bébés et des jeunes enfants, les parents et les surveillants ne devraient **JAMAIS** placer l'unité du nourrisson à moins de 1 mètre d'un lit.
- **N'utilisez JAMAIS** le détecteur de mouvements sans les baguettes de protection du fil. Vérifiez les baguettes de protection du fil avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'elles sont fixées solidement sous le pied du lit. Cessez immédiatement l'utilisation du détecteur de mouvements si les baguettes de protection sont brisées ou endommagées.




### 1.1 - CHOISIR L'EMPLACEMENT DE L'UNITÉ DU NOURRISSON


Sélectionnez un emplacement pour l'unité du nourrisson à une distance minimale de **1 m** du lit.



## 1.2 - SÉLECTIONNEZ LE PIED DU LIT SOUS LEQUEL VOUS FIXERES LES BAGUETTES DE PROTECTION DU FIL EN PLACE




OU




Utilisez le pied du lit près du mur le plus rapproché de l'unité du nourrisson (**voir Figure 1**). Dans les cas où l'unité du nourrisson se trouve de l'autre côté de la chambre, utilisez le pied le plus rapproché de l'unité du nourrisson afin d'y positionner les baguettes de protection et le fil (**voir Figure 2**).

Il est toujours préférable d'étendre le fil, maintenu en place par les baguettes de protection, le long du mur.

## 1.3 - INSTALLEZ LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS SUR LA BASE DE SOUTIEN DU MATELAS







- 1) Retirez le matelas du lit.
- 2) Placez le détecteur en mouvements, côté imprimé vers le haut, sur le dessus de la **planche en bois** au milieu du lit.
- 3) Faites courir la broche de connexion, l'étiquette d'avertissement et les cinq premières baguettes de protection du fil vers le bas, le long du côté arrière du pied du lit, **entre le support du matelas et le rebord intérieur du lit**.



- 4) Installez les quatre premières baguettes de protection du fil sur le plancher, et gardez la cinquième baguette de protection du fil verticale, le long du côté arrière du pied du lit, (**entre le support du matelas et le rebord intérieur du lit**).
- 5) Éliminez tout jeu ou flottement sur toute partie du fil.







- 6) Placez la sixième baguette de protection du fil à environ 8 cm du rebord de la base de soutien du matelas.
- 7) Emboîtez ensemble les baguettes de protection du fil restantes qui courent le long du plancher.
- 8) Éliminez tout jeu ou flottement sur toute partie du fil.
- 9) Détachez le ruban adhésif à double face sur la quatrième baguette de protection, et fixez celle-ci solidement sous le pied du lit.
- 10) Installez l'unité du nourrisson sur une surface plane et stable, en face du lit, à une distance d'au moins 1 m, et raccordez le fil du détecteur de mouvements dans l'unité du nourrisson.
- 11) Vérifiez que le détecteur de mouvements ne s'est pas déplacé.
- 12) Remplacez le matelas dans le lit.


Le détecteur de mouvements fonctionne quels que soient la taille du lit et le type de matelas, à l'exception des matelas à mousse mémoire ou à structure vide.

La planche en bois maintient une pression constante sur le détecteur de mouvements, ce qui lui permet de détecter les mouvements du bébé même lorsque le bébé se trouve aux rebords du lit.


## ⚠ AVERTISSEMENT

### DANGER D'ÉTRANGLEMENT


- Éliminez tout jeu ou flottement sur toute partie du fil du détecteur de mouvements.
- Lorsque vous baissez la base de soutien du matelas à mesure que votre enfant grandit, faites glisser la baguette de protection du fil verticale (5) vers le haut, de façon à ce qu'elle demeure environ au milieu, entre la base de soutien du matelas et le plancher. Faites glisser le fil du détecteur de mouvements à travers la baguette de protection du fil au plancher afin d'éliminer tout jeu ou flottement supplémentaire.
- Le détecteur de mouvements n'est pas conçu pour la surveillance d'adultes ou d'enfants âgés de plus de 24 mois.
- Cessez toute utilisation du détecteur de mouvements lorsque l'enfant a plus de 24 mois. Retirez le détecteur de mouvements du lit et rangez-le pour utilisations ultérieures.
- AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION : Pour vérifier que l'unité est prête pour être utilisée, consultez le manuel d'instructions afin de s'assurer que l'installation a été réalisée convenablement.




## ÉTAPE 2 - INSTALLATION DE L'UNITÉ DU NOURRISSON



### UNITÉ DU NOURRISSON :



Face avant



Face arrière

**A) Commutateur MARCHÉ-ARRÊT de la fonction d'indication de mouvements « TIC »**

**B) Commutateur MARCHÉ-ARRÊT**



**C) Témoin indicateur de mouvements « TIC » (clignotant)**

**D) Témoin d'alarme**

**E) Témoin indicateur de piles faibles**

**F) Bouton rotatif de sensibilité du détecteur de mouvements**

**G) Prise du détecteur de mouvements**


**H) Couvercle du compartiment à piles (non illustré)**

## ÉTAPE 3 - TEST ET FAMILIARISATION AVEC LE MONITEUR

Testez votre moniteur lorsque vous installez le détecteur de mouvements dans un nouvel endroit afin de vous assurer que le niveau de sensibilité est bien ajusté au nouveau matelas.

### 3.1 - DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

POUR TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS :



- 1) Mettez en marche (ON) le commutateur MARCHE-ARRÊT/« TIC »
- 2) Déplacez légèrement votre main sur le matelas.
- 3) Enlevez votre main du matelas. Un son « TIC » de préalarme se fait entendre au bout de 15 secondes.
- 4) 5 secondes plus tard, l'alarme se déclenche et la lumière rouge (témoin d'alarme) clignotera de façon continue.


#### ALARME DE MOUVEMENT

- S'il n'y a détection d'AUCUN mouvement au bout de 15 secondes, un seul son « tic » de préalarme se fait entendre de l'unité du nourrisson.
- Si, au bout de 5 secondes supplémentaires, il n'y a toujours détection d'AUCUN mouvement, les haut-parleurs de l'unité du nourrisson émettent un signal sonore d'avertissement de volume élevé.

#### SI L'ALARME NE SONNE PAS


- Évitez tout contact avec le lit lorsque le détecteur de mouvements fonctionne.
- Placez le lit près d'un mur de soutènement.
- Réglez le niveau de sensibilité du détecteur de mouvements.

#### POUR ARRÊTER L'ALARME



Remplacez votre main sur le matelas.

OU



Éteignez l'unité du nourrisson.

## POUR RÉGLER LE NIVEAU DE SENSIBILITÉ DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS :

Tournez le bouton rotatif de sensibilité de l'unité du nourrisson pour régler le niveau de sensibilité du détecteur de mouvements de moins sensible (0) à plus sensible (5).

Pour obtenir des résultats optimaux, commencez avec le bouton rotatif du niveau de sensibilité réglé à la 3<sup>e</sup> barre, et rectifiez la sensibilité par des augmentations ou diminutions d'une demi-barre au besoin.



Sensibilité



Détecteur de mouvements



### IMPORTANT

- Le détecteur de mouvements n'est pas conçu pour la surveillance d'adultes ou d'enfants âgés de plus de 24 mois.
- Dès que vous n'utilisez plus le détecteur de mouvements, veuillez le retirer du lit du bébé et le ranger.


### NOTE:

Si vous recevez de fausses alarmes, rectifiez le niveau de sensibilité.

## 3.2 - PILES

Le moniteur de mouvements Angelcare® est alimenté par des piles.

- Les piles dureront de 3 à 4 mois environ.




### ALARME DE PILES FAIBLES

- Lorsque l'unité du nourrisson produit le signal sonore de clics rapides, changez les piles dans les plus brefs délais.

# VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À UTILISER VOTRE MONITEUR

## 3.3 - ACTIVER LA FONCTION « TIC »



- 1) **Faites glisser le commutateur à la position MARCHÉ (ON)** pour activer la fonction « TIC ». Une lumière verte clignotera aussi pour indiquer qu'il y a mouvements du bébé.
- 2) **Faites glisser le commutateur à la position ARRÊT (OFF)** pour désactiver le son « TIC ». La lumière verte continuera à clignoter pour indiquer que la fonction Mouvements est toujours active.

### NOTE:

Si la lumière verte n'allume pas, mais qu'une lumière rouge clignote; ou si vous recevez de fausses alarmes, rectifiez le niveau de sensibilité (**Étape 3**).

### FAUSSES ALARMES

- **Éteignez** l'unité du nourrisson.
- Vérifiez le raccordement du détecteur de mouvements à l'unité du nourrisson. Débranchez et rebranchez le fil.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucune literie entre le matelas et le détecteur de mouvements.
- Si le lit repose sur une base à lattes ou à ressorts, placez une planche en bois entre la base du lit et le détecteur de mouvements mesurant au moins 33 cm X 33 cm et d'une épaisseur de 6 mm.
- Veillez à positionner le détecteur de mouvements comme décrit dans la section Instructions d'installation. Au besoin, rectifiez la sensibilité du détecteur de mouvements; consultez l'**Étape 3.1**.

### L'ALARME NE SONNE PAS

- Évitez tout contact avec le lit lorsque le moniteur est sous tension (**ON**).
- Placez le lit à proximité d'un mur de soutènement solide afin d'éviter que le détecteur de mouvements capte les mouvements provenant de l'extérieur du lit.
- **ÉTEINDRE** tout mobile, ventilateur, musique forte ou toute autre source de vibration.
- Vous pourriez devoir diminuer la sensibilité du détecteur de mouvements; consultez l'**Étape 3.1**.

### LA LUMIÈRE DU TÉMOIN D'ALARME EST ROUGE ET CLIGNOTE (LE MONITEUR DÉTECTE À PEINE LES MOUVEMENTS)

- Assurez-vous qu'il n'y a aucune literie entre le matelas et le détecteur de mouvements.
- Assurez-vous que le détecteur de mouvements repose sur une surface tout à fait plane et rigide. Si le lit est muni d'une base à lattes ou à ressorts, placez une planche rigide mesurant au moins 33 cm X 33 cm et d'une épaisseur de 6 mm entre la base du lit et le détecteur de mouvements.
- Veillez à positionner le détecteur de mouvements comme décrit dans la section Instructions d'installation. Au besoin, rectifiez la sensibilité du détecteur de mouvements; consultez l'**Étape 3.1**.

### HORS TENSION

- Vérifiez ou remplacez les piles.
- Assurez-vous que le moniteur est en marche (**ON**).

Si vous éprouvez un problème non indiqué dans ce manuel, veuillez ne pas retourner le produit au magasin. Si vous n'êtes pas complètement satisfait, ou si vous avez des questions :

**États-Unis et Canada :** prière d'envoyer un courriel à : [angelcare@cdecinc.ca](mailto:angelcare@cdecinc.ca).

**Autres pays :** prière de communiquer avec votre distributeur local.

Nous avons probablement une solution simple pour régler votre problème.

## FICHE TECHNIQUE

### Alimentation électrique :

2 piles alcalines AA (non incluses)

**Attention :** Pour réduire le risque de choc électrique, N'exposez PAS ce produit à la pluie ou à l'humidité.

### Piles :

- NE faites PAS fonctionner l'unité avec un mélange de piles usagées et neuves.
- NE faites PAS fonctionner l'unité avec un mélange de piles alcalines et ordinaires (carbone-zinc).

Par la présente, Moniteurs Angelcare Inc. déclare que ce moniteur pour bébés est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2004/108/ EC.

Vous pouvez obtenir la déclaration de conformité de l'Union européenne sur: [www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com).



### PROTÉGEZ L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil électronique contient des matières réutilisables, et il ne faut pas le jeter avec les déchets domestiques. Veuillez le rapporter à un point de collecte spécialisé en appareils électriques et électroniques (demandez des détails à vos autorités locales).

## **GARANTIE LIMITÉE**

Angelcare® garantit au propriétaire initial de ce produit que le moniteur de mouvements (modèle AC300) est exempt de tout défaut de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initial. Si ce système de surveillance, lorsqu'utilisé selon les instructions dans des conditions normales, ne fonctionne pas convenablement au cours de cette période de deux ans, Angelcare® réparera ou remplacera le produit, à son choix, sans frais. Veuillez communiquer avec votre distributeur.

Le produit doit s'accompagner d'une preuve d'achat, c'est-à-dire une facture ou tout autre reçu de vente prouvant que le moniteur est toujours sous garantie. Les coûts de réparation ou de remplacement du produit ainsi que sa réexpédition seront aux frais d'Angelcare®.

**Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un entretien inadéquat, d'un accident, d'une source d'alimentation inappropriée ou de toute autre forme de mauvaise utilisation. Cette garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit de quelque façon que ce soit. Angelcare® n'assume aucune responsabilité de quelconques dommages accessoires ou conséquents liés à l'utilisation de ce produit. La garantie exclut également toute responsabilité autre que les responsabilités susmentionnées. Aucune autre garantie n'est donnée.**

La présente garantie ne couvre pas les produits et accessoires qui ne sont pas de la marque Angelcare, ni tout problème résultant d'une utilisation non conforme aux instructions fournies avec le produit, du non-respect des instructions, ni de tout problème causé par l'utilisation d'accessoires, de pièces ou de composantes non fournis par Angelcare.

LES GARANTIES JURIDIQUES SONT DIFFÉRENTES D'UN PAYS À L'AUTRE. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS. LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

NOUS N'ACCEPTONS AUCUNE RESPONSABILITÉ DES CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

### **IMPORTANT!**

Ce moniteur Angelcare® est un produit de soins personnels. Veuillez ne pas retourner le produit au magasin. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de retourner ce produit.

[www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com)



IM300-INT-071415